

Anti-Phospho-ErbB3/Her3-Y1289 Kaninchenmonoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P21860

Artikelnummer: CM0001055



Einführung

Phosphospezifischer kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen ErbB3 (HER3) Y1289, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes ErbB3, phosphoryliert an Tyrosin 1289, geeignet für die Untersuchung der Rezeptor-Tyrosinkinase-Signalgebung in der Epithel- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ErbB3/HER3-Y1289 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; Phospho-ErbB3/HER3-Y1289
Spezies	Mensch
GenID	2065
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y1289 des humanen ErbB3
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P21860
Proteingewicht	148 kDa
Versand	Eisbeutel