

Anti-Phospho-ErbB3/Her3-Y1328 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P21860

Artikelnummer: CM0001355



Einführung

Phosphospezifischer Kaninchen-Polyclonaler Antikörper gegen phosphoryliertes ErbB3/HER3 an Position Y1328, validiert für WB, IF/ICC und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Krebs- und entwicklungsbiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ErbB3/HER3-Y1328 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; Phospho-ErbB3/HER3-Y1328
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2065
Gen-ID	2065
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich um Y1328 des humanen ERBB3 (NP_001973.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P21860
Proteinmasse	148 kDa
Versand	Eisbeutel