


Anti-Phospho-ErbB4/Her4-Y1284 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15303

Artikelnummer: CM0001819



Einführung

Phosphospezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen ErbB4/HER4, phosphoryliert an Tyrosin 1284. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA in menschlichen Proben; ideal für die Untersuchung von ErbB4-vermittelten Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ErbB4/HER4-Y1284 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HER4; ALS19; p180erbB4
Spezies	Mensch
Gen-ID	2066
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y1284 von humanem ErbB4/HER4 (NP_005226.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q15303
Proteinmasse	147 kDa
Versand	Eisbeutel