


Anti-Phospho-Erk1 (T202) + Erk2 (T185) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P28482 / P27361

Artikelnummer: CM0001133



Einführung

Dieser phospho-spezifische monoklonale Kaninchen-Antikörper detektiert ERK1, das an T202 phosphoryliert ist, und ERK2 an T185. Validiert für WB, IHC-P und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zum MAPK/ERK-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ERK1-T202 + ERK2-T185 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; H3/A; H3FA; ERK1 / ERK2; Phospho-ERK1-T202 + ERK2-T185
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	5594/5595
Gen-ID	5594/5595
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T202 von humanem ERK1 (P27361).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28482/P27361
Proteingröße	42,44kDa
Versand	Eisbeutel