


Anti-Phospho-Erk1-T202/Y204 + Erk2-T185/Y187 Kaninchen Pab Für Wb, If, Elisa - P28482 / P27361

Artikelnummer: CM0001108



Einführung

Phospho-ERK1 (T202/Y204) + ERK2 (T185/Y187)
Kaninchen-polyklonaler Antikörper für WB,
IF/ICC, ELISA. Reaktivität mit Human-, Maus-,
Rattenproben. Ideal für die MAPK/ERK-
Signalwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MAPK1/MAPK3; Phospho-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5594/5595
Gen-ID	5594/5595
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P28482/P27361
Proteingewicht	36kDa/41kDa/38kDa/40kDa/43kDa
Versand	Eisbeutel