

Anti-Phospho-Erk1-Y204 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P27361

Artikelnummer: CM0001152



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, spezifisch für phosphoryliertes ERK1 bei Y204. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA in Human, Maus, Ratte. Ideal für die MAPK-Signalwegforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ERK1-Y204 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ERK1; ERT2; ERK-1; PRKM3; P44ERK1; P44MAPK; HS44KDAP; HUMKER1A; p44-ERK1; p44-MAPK; Phospho-ERK1-Y204
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5595
GenID	5595
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P27361
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel