


Anti-Phospho-Esrα-S118 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P03372

Artikelnummer: CM0000770



Einführung

Der Phospho-ESRα-S118 Kaninchen-Polyklonale Antikörper detektiert phosphorylierten Östrogenrezeptor alpha (Ser118) in humanen Proben. Anwendungen: WB, IF/ICC, ELISA. Molekulargewicht: 66kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ESRα-S118 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ER; ESR; Era; ESRA; ESTRR; NR3A1; Phospho-ESRα-S118
Spezies	Human
GeneID (human)	2099
GeneID	2099
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S118 des humanen Östrogenrezeptor alpha (ESR1) (NP_000116.2).)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P03372
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eistasche