


Anti-Phospho-Fak-Y576/Y577 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q05397

Artikelnummer: CM0001390



Einführung

Phosphospezifischer kaninchen monoklonaler Antikörper zum Nachweis von an Y576 und Y577 phosphoryliertem FAK. Validiert für Western Blotting und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Unentbehrlich für die Forschung zur Fokaladhäsions-Signaltransduktion, Zellmigration und Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-FAK-Y576/Y577 Rabbit mAb
Anmerkungen/Aliase	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5747
Gen-ID	5747
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich um Y576 & Y577 des menschlichen FAK (NP_722560.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q05397
Proteingewicht	119kDa
Versand	Eisbeutel