


Anti-Phospho-Fak-Y925 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q05397

Artikelnummer: CM0001512



Einführung

Phospho-spezifischer Kaninchen-pAb, der gegen FAK (Y925) gerichtet ist. Validiert für humane Proben in WB und ELISA. Erkennt Fokale Adhäsionskinase 1, phosphoryliert an Tyrosin 925, essentiell für die Forschung an Zellmigration, Adhäsion und Integrin-Signalgebung. SWISS: Q05397.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-FAK-Y925 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK; Phospho-FAK-Y925
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5747
Gen-ID	5747
Immunogen	Synthetisches Peptid, ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y925 von humanem FAK (NP_722560.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q05397
Proteingewicht	119kDa
Versand	Eisbeutel