

## Anti-Phospho-Fgfr1 (Y653) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P11362

Artikelnummer: CM0000613



### Einführung

Phospho-FGFR1 (Y653) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, ELISA in Human, Maus, Ratte. Erkennt phosphoryliertes FGFR1 an Tyrosin 653, einer Rezeptor-Tyrosinkinase, die für die embryonale Entwicklung und Zellproliferation essentiell ist.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-FGFR1-Y653 Kaninchen pAb                                                                                             |
| Bemerkungen/Alias | CEK; FLG; HH2; OGD; ECCL; FLT2; KAL2; BFGFR; CD331; FGFBR; FLT-2; HBGFR; N-SAM; FGFR-1; HRTFDS; bFGF-R-1; Phospho-FGFR1-Y653 |
| Spezies           | Human                                                                                                                        |
| GeneID (Human)    | 2260                                                                                                                         |
| GeneID            | 2260                                                                                                                         |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y653 von humanem FGFR1 (NP_075598.2).                      |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                                                                                   |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                           |
| SWISS             | P11362                                                                                                                       |
| Protein-Gewicht   | 92kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                    |