

Anti-Phospho-Fgfr1 (Y653/Y654) Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P11362

Artikelnummer: CM0001065



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper spezifisch für phosphoryliertes FGFR1 (Tyr653/Tyr654). Validiert für Western Blot und ELISA in humanen und murinen Proben. Ideal für die Erforschung der FGFR-Signalgebung bei Entwicklung und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-FGFR1-Y653/Y654 Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliae	CEK; FLG; HH2; OGD; ECCL; FLT2; KAL2; BFGFR; CD331; FGFBR; FLT-2; HBGFR; N-SAM; FGFR-1; HRTFDS; bFGF-R-1; Phospho-FGFR1-Y653/Y654
Art	Mensch
GenID (Mensch)	2260
GenID	2260
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y653 & Y654 von humanem Phospho-FGFR1-Y653/Y654 (NP_075598.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P11362
Proteingewicht	92kDa
Versand	Eisbeutel