


Anti-Phospho-Flt3-Y589/591 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P36888

Artikelnummer: CM0001666



Einführung

Der Phospho-FLT3-Y589/591 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper detektiert spezifisch die Phosphorylierung an Position Y589/591 der humanen FLT3-Rezeptortyrosinkinase. Er ist geeignet für Western Blot und ELISA und unterstützt die Erforschung von hämatopoetischer Signalübertragung und akuter myeloischer Leukämie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-FLT3-Y589/591 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FLK2; STK1; CD135; FLK-2; Phospho-FLT3-Y589/591
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2322
Gen-ID	2322
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y589 & Y591 des humanen FLT3 (NP_004110.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P36888
Proteingewicht	113 kDa
Versand	Eisbeutel