

Anti-Phospho-Foxo1-T24/Foxo3A-T32/Foxo4-T28 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ifa - Q12778 / O43524 / P98177

Artikelnummer: CM0001794



Einführung

Phospho-spezifischer kaninchenpolyklonaler Antikörper, der FOXO1 (T24), FOXO3A (T32) und FOXO4 (T28) erkennt. Ideal für die Untersuchung der Insulinsignalgebung, Apoptose und metabolischen Regulation in menschlichen, murinen und Rattenproben mittels WB, IHC-P und ELISA.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-FOXO1-T24/FOXO3A-T32/FOXO4-T28 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FoxO1/FoxO3a/FoxO4; Phospho-FOXO1-T24/FOXO3A-T32/FOXO4-T28
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2308/2309/4303
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T24 von humanem FOXO1/FOXO3A/FOXO4 (FOXO1 NP_002006.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q12778/O43524/P98177
Versand	Eisbeutel