

Anti-Phospho-Foxo3A (Ser294) Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O43524

Artikelnummer: CM0001537



Einführung

Phospho-FOXO3A (Ser294) Kaninchen pAb erkennt humanes, murines und Ratten-FOXO3A, das an S294 phosphoryliert ist. Geeignet für WB und ELISA. Ideal für die Untersuchung von Apoptose, Autophagie und transkriptioneller Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-FOXO3A-S294 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FOXO2; AF6q21; FKHL1; FOXO3A; FKHL1P2; Phospho-FOXO3A-S294
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2309
Gen-ID	2309
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S294 von humanem FOXO3A (NP_001446.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O43524
Proteingewicht	71 kDa
Versand	Eisbeutel