

Anti-Phospho-Fyn-S21 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P06241

Artikelnummer: CM0001023



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen Phospho-Fyn-S21 (Mensch, 61 kDa) für WB und ELISA. Ideal für die Erforschung der Rolle der Fyn-Kinase bei Zelladhäsion, Immunantwort und neuronaler Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	Phospho-Fyn-S21 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SLK; SYN; p59-FYN; Phospho-Fyn-S21
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2534
Gen-ID	2534
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S21 von menschlichem Phospho-Fyn-S21 (NP_002028.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06241
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Eisbeutel