


Anti-Phospho-Gab1 (Y307) Kan Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13480

Artikelnummer: CM0000762



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen phosphoryliertes Y307 von humanem GAB1 gerichtet ist, geeignet für WB und ELISA. Erkennt Maus-GAB1 (vorhergesagte 77 kDa). Ideal für die Untersuchung von EGFR-, Insulinrezeptor- und MET/HGF-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-GAB1-Y307 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DFNB26; Phospho-GAB1-Y307
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2549
Gen-ID	2549
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y307 von humanem GAB1 (NP_002030.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q13480
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel