


Anti-Phospho-Gcn2 (T899) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9P2K8

Artikelnummer: CM0001994



Einführung

Phospho-GCN2-T899 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes GCN2, das an Threonin 899 phosphoryliert ist. Ideal für die Erforschung der integrierten Stressantwort und Aminosäuremangel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-GCN2-T899 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GCN2; PVOD2; Phospho-GCN2-T899
Spezies	Mensch
GeneID (human)	440275
GeneID	440275
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T899 von humanem Phospho-GCN2-T899.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9P2K8
Proteingewicht	187kDa
Versand	Eisbeutel