


Anti-Phospho-GluR1/Gria1-S849 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P42261

Artikelnummer: CM0001138



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen phosphoryliertes Ser849 von humanem GluR1/GRIA1 gerichtet ist. Geeignet für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ein unverzichtbares Werkzeug für die Untersuchung der Glutamaterezeptor-Signalgebung in den Neurowissenschaften.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-GluR1/GRIA1-S849 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GLUH1; GLUR1; GLURA; GluA1; HBGR1; MRD67; MRT76; Phospho-GluR1/GRIA1-S849
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2890
Gen-ID	2890
Immunogen	Synthetisches Peptid: ein phosphospezifisches Peptid, das den Resten um S849 von humanem GluR1/GRIA1 entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42261
Proteingewicht	102kDa
Versand	Eisbeutel