

Anti-Phospho-Gsk3A (S21) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - P49840

Artikelnummer: CM0000607



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen phosphoryliertes GSK3α an Ser21 (Mensch) gerichtet ist, für WB, IP, ELISA. Ideal für die Untersuchung der Wnt-Signalgebung, Insulinresistenz, Apoptose und der Alzheimer-Krankheit. Kreuzreagiert mit Mensch.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-GSK3α-S21 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GSK3 alpha; GSK3A; Phospho-GSK3α-S21
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2931
GenID	2931
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um S21 von menschlichem GSK3α (NP_063937.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P49840
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel