


Anti-Phospho-Gsk3B-S9 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P49841

Artikelnummer: CM0001502



Einführung

Hochwertiger Phospho-GSK3 β -S9 Maus-Monoklonalantikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten-GSK3 β , das an Ser9 phosphoryliert ist. Ideal für die Erforschung der Wnt-Signalübertragung, des Glukosestoffwechsels und von Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-GSK3 β -S9 Maus mAb
Bemerkungen/Alias	GSK3B; gsk-3 β ; Phospho-GSK3 β -S9
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2932
Gen-ID	2932
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein phosphospezifisches Peptid, das den Bereich um S9 von humanem GSK3 β entspricht
Herkunft	Maus
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49841
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel