


Anti-Phospho-Gys1 (S641) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P13807

Artikelnummer: CM0001910



Einführung

Phospho-spezifischer kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches GYS1 am Phosphorylierungsort S641 gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Geeignet für die Glykogen-Stoffwechsel- und Diabetesforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-GYS1-S641 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	GSY; GYS; Phospho-GYS1-S641
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2997
GenID	2997
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S641 von menschlicher Glykogen-Synthase 1 (GYS1) (P13807)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P13807
Proteingewicht	84kDa
Versand	Eisbeutel