


## Anti-Phospho-Gys1-S641 Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Wb, Elisa - P13807

Artikelnummer: CM0001840



### Einführung

Kaninchen-polyklonales Antikörper gegen an Ser641 phosphoryliertes GYS1, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Glykogensynthese und metabolischer Regulation. Eine Bande von ~84 kDa wurde nachgewiesen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-GYS1-S641 Kaninchen pAb                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | GSY; GYS; Phospho-GYS1-S641                                                                            |
| Spezies           | Mensch                                                                                                 |
| GenID (Mensch)    | 2997                                                                                                   |
| GenID             | 2997                                                                                                   |
| Immunogen         | Synthetisches phosphoryliertes Peptid um S641 der menschlichen Glykogensynthase 1 (GYS1) (NP_002094.2) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                              |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                                                             |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                    |
| SWISS             | P13807                                                                                                 |
| Proteingewicht    | 84 kDa                                                                                                 |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                              |