


Anti-Phospho-Hdac2 (S394) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q92769

Artikelnummer: CM0001190



Einführung

Phospho-spezifischer kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen HDAC2 an Ser394, validiert für Anwendungen in WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte, ideal für Studien zu epigenetischer und transkriptioneller Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-HDAC2-S394 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	HD2; RPD3; YAF1; KDAC2; Phospho-HDAC2-S394
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3066
Gen-ID	3066
Immunogen	Synthetisches Peptid; ein phosphospezifisches Peptid, das Resten um S394 von humanem HDAC2 entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92769
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eisbeutel