

Anti-Phospho-Hdac4-S246 + Hdac5-S259 + Hdac9-S220 Kaninchen Monoklonaler Antikörper - P56524 / Q9Uql6 / Q9Ukv0

Artikelnummer: CM0001682



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes HDAC4 (S246), HDAC5 (S259) und HDAC9 (S220). Geeignet für WB, IHC-P, ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Chromatinregulator und Transkriptionsrepressor.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-HDAC4-S246 + HDAC5-S259 + HDAC9-S220 Kaninchen mAk
Anmerkungen/Alias	HDAC4/HDAC5/HDAC9; Phospho-HDAC4-S246 + HDAC5-S259 + HDAC9-S220
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9759/10014/9734
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P56524/Q9UQL6/Q9UKV0
Proteingewicht	57-65 kDa/97-122 kDa
Versand	Eispackung