


Anti-Phospho-Her2/ErbB2 (Y1221/1222) Kaninchen-Polyclonalkörper Für Wb, Elisa - P04626

Artikelnummer: CM0000825



Einführung

Phosphospezifischer Kaninchen-Polyclonalkörper zum Nachweis von HER2/ErbB2 phosphoryliert an Y1221/1222. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen in humanen Proben. Ideal für die Onkologie- und Signalwegforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-HER2/ErbB2-Y1221/1222 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2); Phospho-HER2/ErbB2-Y1221/1222
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2064
GenID	2064
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y1221 & Y1222 des humanen HER2/ERBB2 (NP_004439.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04626
Proteingewicht	138 kDa
Versand	Eisbeutel