

Monoklonaler Anti-Phospho-Histon H1.3-T17/Histon H1.4-T17 Antikörper Für Wb, Elisa - P16402 / P10412

Artikelnummer: CM0001370



Einführung

Spezifischer monoklonaler Kaninchenantikörper gegen phosphoryliertes T17 von Histon H1.3 und H1.4. Validiert für WB und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Chromatin- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Histon H1.3-T17/Histon H1.4-T17 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	H1.3; H1D; H1F3; H1s-2; Phospho-Histon H1.3-T17/Histon H1.4-T17
Art	Mensch
GeneID	3007/3008
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16402 / P10412
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel