


## Anti-Phospho-Histon H2A-S129 Kaninchen Pab - P04911

Artikelnummer: CM0000860



### Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen phosphoryliertes Ser129 von Histon H2A, validiert für IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität für Mensch/Ratte. Nützlich für DNA-Reparatur-, Chromatin- und Histoncode-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-Histon H2A-S129 Kaninchen pAb                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | H2A1, SPT11, Phospho-Histon H2A-S129                                                                                           |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                         |
| GeneID (Mensch)   | H2A                                                                                                                            |
| GeneID            | 851811                                                                                                                         |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S129 von Saccharomyces cerevisiae Histon H2A (NP_010511.3?) |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                      |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | IHC-P, ELISA                                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Ratte                                                                                                                  |
| SWISS             | P04911                                                                                                                         |
| Proteingewicht    | 14kDa                                                                                                                          |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                      |