


Anti-Phospho-Histon H2Ax-S139 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16104

Artikelnummer: CM0001445



Einführung

Phospho-Histon H2AX-S139 Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte; 15 kDa. Für die Analyse von DNA-Schäden und Reparaturwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Histon H2AX-S139 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Aliase	H2A.X; H2A/X; H2AFX; Phospho-Histon H2AX-S139
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	H2A
Gen-ID	3014
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16104
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel