


Anti-Phospho-Histone H3-S10 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16695 / P68431

Artikelnummer: CM0000443



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes Histon H3 an Ser10, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Kern-Nukleosom-Komponente; Phosphorylierung markiert die mitotische Chromatinkondensation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Histone H3-S10 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-S10
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8350
Gen-ID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S10 von menschlichem Histon H3 (P68431).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel