


Anti-Phospho-Histon H3-S10 Polyklonaler Antikörper Für Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - Q16695 / P68431

Artikelnummer: CM0001830



Einführung

Phospho-Histon H3-S10 Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humane, murine, Ratten- und andere Spezies. Ideal für die Erforschung mitotischer Signalwege und der Histon-Code-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Histon H3-S10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Phospho-Histon H3-S10
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	H3
Gen-ID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S10 von humanem Histon H3 (NP_003484.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eistasche