


Anti-Phospho-Histon H3-S28 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q16695 / P68431

Artikelnummer: CM0001278



Einführung

Phospho-spezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Histon H3 phosphoryliert an Serin 28. Validiert für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Epigenetik- und Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Histon H3-S28 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histon H3-S28
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S28 des menschlichen Histons H3.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (breites Spektrum vorausgesetzt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteinmasse	15 kDa
Versand	Eisbeutel