


Anti-Phospho-Histon H3-T11 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb - Q16695 / P68431

Artikelnummer: CM0001734



Einführung

Phospho-Histon H3-T11 Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für WB, IF, IHC, ChIP und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-Histon H3 phosphoryliert an Thr11, einem wichtigen epigenetischen Marker. Ideal für Chromatin- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Histon H3-T11 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A;
Spezies	Mensch
GeneID	8290/8350
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Position T11 von humanem Histon H3 (NP_003520.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16695/P68431
Proteinmasse	15 kDa
Versand	Eispackung