


Anti-Phospho-Histon H3-T45 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16695 / P68431

Artikelnummer: CM0001924



Einführung

Phospho-Histon H3-T45 Kaninchen-poliklonaler Antikörper validiert für Western Blot, Immunhistochemie, Immunfluoreszenz und ELISA. Spezifisch für Mensch, Maus, Ratte und vorausgesagte breite Reaktivität. Geeignet für Studien zu Histonmodifikationen und Chromatinbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Histon H3-T45 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histon H3-T45
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	H3
Gen-ID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Position T45 des menschlichen Histons H3 (NP_003520.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (breites Spektrum vorausgesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteinmasse	15 kDa
Versand	Eisbeutel