


## Anti-Phospho-Histon H3.3 (Ser31) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P84243

Artikelnummer: CM0000586



### Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper zum Nachweis von phosphoryliertem Histon H3.3 an Ser31. Geeignet für WB, IHC-P, ELISA in Human, Maus, Ratte und anderen Spezies. Unterstützt epigenetische und Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-Histon H3.3-S31 Kaninchen mAb                                                                    |
| Bemerkungen/Alias | H3-3A; H3.3B; H3F3B; BRYLIB2; Phospho-Histon H3.3-S31                                                    |
| Spezies           | Human                                                                                                    |
| Gen-ID (Human)    | 3021                                                                                                     |
| Gen-ID            | 3020                                                                                                     |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S31 von humanem Histon H3.3 (P84243). |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                                                               |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte, Andere (Weites Spektrum vorhergesagt)                                                |
| SWISS             | P84243                                                                                                   |
| Protein-Gewicht   | 15kDa                                                                                                    |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                |