

Anti-Phospho-Hp1 Gamma/Cbx3-S83 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13185

Artikelnummer: CM0000416



Einführung

Phospho-HP1 gamma/CBX3-S83 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt endogenes Phospho-CBX3 in menschlichen und murinen Proben. Ideal für Chromatin- und epigenetische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-HP1 gamma/CBX3-S83 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; Phospho-HP1 gamma/CBX3-S83
Spezies	Mensch
Gen-ID	11335
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S83 von humanem HP1 gamma/CBX3 (NP_009207.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13185
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel