


Anti-Phospho-Hsf1-S307 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q00613

Artikelnummer: CM0000729



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Antikörper vom Kaninchen, der auf HSF1 an Ser307 abzielt. Validiert für WB und ELISA, reagiert mit humanem HSF1. Ideal für die Untersuchung der Hitzeschockantwort und von Stress-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-HSF1-S307 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HSTF1; Phospho-HSF1-S307
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	3297
Gen-ID	3297
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid um S307 von humanem HSF1.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q00613
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel