


Anti-Phospho-Hsl-S563 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q05469

Artikelnummer: CM0000785



Einführung

Phospho-HSL-S563 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB und ELISA. Erkennt phosphoryliertes HSL (Ser563) in menschlichen, murinen und Rattenproben. Ideal für die Untersuchung von Lipolyse, Aktivierung der hormonsensitiven Lipase und Stoffwechselstörungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-HSL-S563 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; Phospho-HSL-S563
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3991
GenID	3991
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um S563 der Ratten-HSL (XP_006228456.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q05469
Proteingewicht	117kDa
Versand	Eisbeutel