


Anti-Phospho-Hsl-S660 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - Q05469

Artikelnummer: CM0000862



Einführung

Phosphospezifischer kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen HSL gerichtet ist, das an Ser660 phosphoryliert ist. Validiert für WB und ELISA; reagiert mit Mensch und Maus. Erkennt die hormonsensitive Lipase, die am Lipidstoffwechsel und an der Energiehomöostase beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-HSL-S660 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; Phospho-HSL-S660
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3991
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um S660 von menschlichem LIPE (NP_005348.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q05469
Proteinmolekulargewicht	117 kDa
Versand	Eisbeutel