


Anti-Phospho-Hsl-S853 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb - Q05469

Artikelnummer: CM0000652



Einführung

Phospho-spezifischer monoklonaler Kaninchenantikörper gegen HSL, phosphoryliert an Serin 853. Valid für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus. Essenziell für die Untersuchung von Lipolyse und metabolischen Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-HSL-S853 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; Phospho-HSL-S853
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	3991
GeneID	3991
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S853 von humanem HSL (Q05469).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q05469
Proteingewicht	117kDa
Versand	Eistasche