


Anti-Phospho-Hsl (Ser660) Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q05469

Artikelnummer: CM0000814



Einführung

Phospho-HSL (Ser660) Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot. Erfasst die Phosphorylierung der hormonsensitiven Lipase in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Lipidstoffwechsel, Adipositas und Diabetes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-HSL-S660 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; Phospho-HSL-S660
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3991
GenID	3991
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisiertes Peptid abgeleitet von menschlicher HSL (Phospho-Ser660)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q05469
Proteinmasse	117 kDa
Versand	Eisbeutel