


Anti-Phospho-Hsp27/Hspb1-S78 Kaninchen-Monoklonal-Antikörper Für Wb Und Elisa - P04792

Artikelnummer: CM0000934



Einführung

Phospho-HSP27/HSPB1-S78 Kaninchen-Monoklonal-Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt spezifisch humanes HSPB1, das an Serin 78 phosphoryliert ist. Ideal für Chaperon-, Stressantwort- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-HSP27/HSPB1-S78 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Phospho-HSP27/HSPB1-S78
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3315
GenID	3315
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S78 von humanem HSPB1 (P04792)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04792
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel