


Kaninchen-Poliklonaler Anti-Phospho-Hsp27/Hspb1-S78 Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P04792

Artikelnummer: CM0000501



Einführung

Phospho-HSP27/HSPB1-S78 Kaninchen-poliklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes HSPB1 phosphoryliert an Ser78. Ideal für Forschung zu Stressantwort, Chaperonfunktion und Aktinorganisation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-HSP27/HSPB1-S78 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Phospho-HSP27/HSPB1-S78
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3315
GenID	3315
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04792
Proteinmasse	23kDa
Versand	Eisbeutel