

Anti-Phospho-Igf-I-Rezeptor B (Tyr1135/1136) / Insulinrezeptor B (Tyr1150/1151) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P06213/P08069

Artikelnummer: CM0000430



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper zum Nachweis von phosphoryliertem IGF-I-Rezeptor β (Tyr1135/1136) und Insulinrezeptor β (Tyr1150/1151). Geeignet für Western Blot und ELISA mit humanen Proben. Werkzeug für Studien zur Insulin/IGF-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-IGF-I-Rezeptor β (Tyr1135/1136)/Insulinrezeptor β (Tyr1150/1151) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HHF5; CD220; IGFR; CD221; IGFI; JTK13; Phospho-IGF-I-Rezeptor β (Tyr1135/1136)/Insulinrezeptor β (Tyr1150/1151)
Spezies	Human
GenelD (Human)	3643/3480
GenelD	3643/3480
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um IRezeptor β (Tyr1135/1136)/Insulinrezeptor β (Tyr1150/1151) von humanem IGF.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P06213/P08069
Protein-Gewicht	156kDa
Versand	Eistasche