

Anti-Phospho-Igf1R (Y1280) Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb - P08069

Artikelnummer: CM0001551



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, spezifisch für phosphoryliertes Tyrosin 1280 des humanen IGF1R. Validiert für Western Blot, ideal für die Untersuchung der IGF1R-Signalübertragung in der Krebs- und Zellwachstumsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-IGF1R-Y1280 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	IGFR; CD221; IGFR; JTK13; Phospho-IGF1R-Y1280
Spezies	Human
Gen-ID	3480
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Resten um Y1280 des humanen IGF1R entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P08069
Proteingewicht	155 kDa
Versand	Kühlakku