

Anti-Phospho-IkBa (Ser32) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P25963

Artikelnummer: CM0001535



Einführung

Phospho-IkBa (Ser32) Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem IkBa. Erkennt Phosphorylierung an Ser32, kritisch für die Aktivierung des NF-κB-Signalwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-IkBa-S32 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; Phospho-IkBa-S32
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4792
GenID	4792
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um S32 von humanem IKB alpha (P25963).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P25963
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel