

Anti-Phospho-IkBa (Ser36) Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P25963

Artikelnummer: CM0001259



Einführung

Phosphospezifischer Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes IkBα phosphoryliert an Ser36 für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Analyse des NF-κB-Signalwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-IkBa-S36 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; Phospho-IkBa-S36
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4792
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich um S36 des humanen IkBα (NP_065390.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P25963
Proteinmasse	36kDa
Versand	Eisbeutel