


Anti-Phospho-Ikk α -S180 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15111

Artikelnummer: CM0001175



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, spezifisch für phosphoryliertes IKK α an Ser180. Validiert für Western Blot und ELISA an humanen und murinen Proben. Ideal für die Forschung am NF-kappa-B-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-IKK α -S180 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BPS2; IKK1; IKKA; IKBKA; TCF16; NFKB1A; IKK-alpha; Phospho-IKK α -S180
Spezies	Mensch
GenID	1147
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S180 von humanem IKK α (NP_001269.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O15111
Proteingewicht	85kDa
Versand	Eisbeutel