

Anti-Phospho-Insr-Y1150/Igf1R-Y1135 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P06213 / P08069

Artikelnummer: CM0000440



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper, der gegen phosphoryliertes INSR (Y1150) und IGF1R (Y1135) gerichtet ist, geeignet für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Insulinsignalwegen, Stoffwechsel und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-INSR-Y1150/IGF1R-Y1135 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	IGF1R/INSR; Phospho-INSR-Y1150/IGF1R-Y1135
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3643/3480
GenID	3643/3480
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y1150 von menschlichem IGF1R/INSR (NP_001073285.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06213/P08069
Proteingewicht	154 kDa/155 kDa/156 kDa
Versand	Eisbeutel