


Anti-Phospho-Irak4 (Thr345/Ser346) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nwz3

Artikelnummer: CM0001321



Einführung

Spezifischer kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen bei Thr345 und Ser346 phosphoryliertes IRAK4 gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA mit menschlichen Proben. Ideal für die Forschung zur angeborenen Immunität und TLR-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-IRAK4-Thr345/Ser346 Kaninchen-pAK
Bemerkungen/Alias	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64; Phospho-IRAK4-Thr345/Ser346
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51135
Gen-ID	51135
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Thr345/Ser346 von humanem IRAK4.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NWZ3
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel