

Anti-Phospho-Irf3-S396 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q14653

Artikelnummer: CM0001995



Einführung

Der Phospho-IRF3-S396 Kaninchen monoklonale Antikörper detektiert phosphoryliertes IRF3 an Ser396 in humanen und murinen Proben. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Ideal für die Erforschung der angeborenen Immunität, der antiviralen Antwort und der Interferon-Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-IRF3-S396 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IIAE7; Phospho-IRF3-S396
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3661
Gen-ID	3661
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S396 von humanem IRF3 (NP_001562.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q14653
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel